

B Futura
POPIS


6 sterilizačných programov (vrátane zákazníckeho cyklu)
3 testovacie programy (Helix Test, Vacuum Test, Vacuum
+ Helix combined Test)

4,3" farebný dotykový display

Frakčné vákum (vysokovýkonná vákuová pumpa)

Fáza vákuového sušenia

Predné LED osvetlenie pracovného priestoru

Proti prachový filter

Senzor na kvalitu vody

RJ45 Ethernet port

USB port (pre prenos dát do PC)

RS232 sériový port (pre externú tlačiareň)

Rýchlospojka na napúšťanie - predný panel

Predpríprava pre automatický napúšťací systém

Priamy odpadový systém

Tácky z nehrdzavejúcej ocele:

B Futura 17: 5 tácek (288x188x17mm)

B Futura 22: 5 tácek (384x188x17mm)

B Futura 28: 5 tácek (384x208x17mm)

Rozmer sterilizačnej komory (ø x D):

B Futura 17: 250x350 mm

B Futura 22: 250x450 mm

B Futura 28: 280x450 mm

Vonkajšie rozmery (ŠxVxH): 495x485x600 mm

Napájanie : 220-240 Vac, 50 Hz - 2300W

TYP	Obj.kód
B Futura 17 (17 l)	M7A540000
B Futura 22 (22 l)	M7A550000
B Futura 28 (28 l)	M7A570000

Dodacia lehota: 3-4 týždne.
Záruka : 2.500 CYKLOV,
alebo 24 mesiacov.



EMTE-Company, spol. s r.o.

Teslova 16, 821 02 Bratislava

Slovakia

tel./fax: +421 (0)2 444 54 680

GSM: +421 (0)905 659 567

e-mail: emte@emtecompany.sk