








CENA – DOPLNKY PRE AUTOKLÁVY

ZVÁRAČKY a BALIČKY

	Produkt	Popis	
	MILLSEAL Plus Manual M7B200000	<ul style="list-style-type: none"> • Nova zváračka s baličkou a s elektronickou kontrolou , zvar o šírke 12 mm zaručuje dlhodobú trvanlivosť, nový vylepšený držiak roliek 	
	MILLSEAL EVO M7B210001	<ul style="list-style-type: none"> • Nova automatická zváračka s baličkou, s elektronickou kontrolou, automatické podávanie a zváranie roliek, zvar o šírke 12 mm, nový vylepšený držiak • 2 pracovné programy s možnosťou nastavenia dĺžky rolky a množstva. • Digitálny displej. Zásobník pre narezané rolky. • Rozmer zariadenia: 474 x 374 x 200mm (d x š x v) 	
	MILLSEAL ROLLING M7B240000 M7B240001 S tlačiarňou	<ul style="list-style-type: none"> • Zváračka s elektronickou kontrolou • 15mm ZVAR • Možnosť nastavenia hrany zvaru • Možnosť nastavenia teploty • Rýchlosť 10m/min. • Digitálny displej • POTLAČ DÁTUMU EXPIRÁCIE A DÁTUMU VÝROBY • Rozmer: 512 x 145 x 236mm (d x š x v) 	

MILLSEAL ROLLING PRÍSLUŠENSTVO:			
 	<p>CUTTER M7B240004</p> <p>TOP M7B240003</p> <p>ROLLER UNIT M7B240003</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manuálny REZAČ roliek • Kompletne s držiakom roliek • Možnosť upevnenia na stenu • Rozmer: 475 x 335 mm (d x v) • PODSTAVEC z nehrdzavejúcej ocele • Rozmer: 680 x 250 mm (d x v) • PODÁVAČ z nehrdzavejúcej ocele • Podávač pre objemné balíky • Rozmer: 680 x 250 mm (d x v) 	

EMTE-Company, spol. s r.o.

Teslova 16, 821 02 Bratislava

Slovakia

tel./fax: +421 (0)2 444 54 680

GSM: +421 (0)905 659 567

e-mail: emte@emtecompany.sk